

EYERISING

Przewodnik dla rodzica

Od kwalifikacji lekarskiej do codziennych sesji i kontroli. Przewodnik pomaga zorganizować terapię; nie zastępuje decyzji lekarza ani instrukcji urządzenia.

Najpierw kwalifikacja okulistyczna

Ostateczną decyzję podejmuje lekarz okulista przygotowany do prowadzenia terapii RLRL z użyciem Eyerising zgodnie z aktualną instrukcją używania i planem klinicznym. Optometrysta może wykonywać diagnostykę w granicach swoich kompetencji, ale samo jego badanie nie wystarcza do rozpoczęcia terapii. Placówka ustala organizację badań i konsultacji.

AL oraz obowiązkowe OCT plamki

AL to długość osiowa oka. Jej kolejne pomiary, razem z refrakcją i oceną widzenia, pomagają ocenić progresję. OCT plamki jest obowiązkowe przed RLRL oraz podczas zaplanowanych kontroli strukturalnych. Wyniki interpretuje lekarz; rejestr sesji nie zastępuje badań.

RLRL nie stosuje się równocześnie z atropiną.

Nie odstawiaj samodzielnie atropiny ani innych leków. Zmianę leczenia ustala lekarz. Instrukcja wyklucza używanie urządzenia przy rozszerzonych źrenicach, także po atropinie.

Jeśli metoda nie jest odpowiednia

Zez jest przeciwwskazaniem wymienionym w instrukcji. Lekarz ocenia również pozostałe choroby oczu, widzenie obuoczne i przeciwwskazania. Brak kwalifikacji do Eyerising oznacza potrzebę ustalenia innego planu kontroli krótkowzroczności.

Znajdź placówkę i umów kwalifikację →

Stały rytm. Nadzór rodzica.

Po pozytywnej kwalifikacji Euromedic pomaga w uruchomieniu urządzenia, aplikacji i instruktażu technicznym. Termin rozpoczęcia uzgadnia się z placówką i Euromedic.

2 sesje × 3 minuty · 5 dni w tygodniu

Między sesjami zachowaj co najmniej 4 godziny. Nie przekraczaj 10 sesji w ciągu 7 dni. Nie zwiększaj samodzielnie liczby sesji ani czasu ekspozycji.

Przygotuj dziecko i urządzenie

Zapewnij prawidłową pozycję dziecka i dopasowanie urządzenia zgodne z instruktażem. Przed każdą sesją zdejmij zarówno okulary, jak i soczewki kontaktowe. Po sesji dziecko wraca do korekcji zaleconej przez lekarza.

Bądź przy dziecku

Instrukcja przewiduje nadzór rodzica lub opiekuna. Starsze dziecko może opanować czynności obsługowe, ale odpowiedzialność za nadzór pozostaje po stronie dorosłego. Parametry emisji są fabrycznie zablokowane; nie obchodź zabezpieczeń.

Pominięta sesja i wyjazd

Nie nadrabiaj pominięć dodatkowymi sesjami ani skracaniem odstępów. Wróć do ustalonego planu. Planowaną przerwę omów z lekarzem. Przed podróżą uzgodnij bezpieczne zabezpieczenie sprzętu z Euromedic; przy locie sprawdź zasady przewoźnika.

Okulary defokusowe i soczewki

Lekarz może pozostawić je elementem codziennego planu kontroli krótkowzroczności. Nie nosi się ich podczas sesji Eyerising. Dołączenie, zmiana albo zakończenie metody wymaga decyzji lekarza.

Źródła użytkowania: instrukcja Eyerising RS-200-1A v3.1 (18.07.2023) i zatwierdzone FAQ Euromedic. Korzystaj z instrukcji dostarczonej z urządzeniem.

Obserwuj widzenie. Dotrzymuj kontroli.

Celem jest ograniczenie progresji krótkowzroczności. Nie ma gwarancji całkowitego zatrzymania wady ani jednakowego wyniku u każdego dziecka.

Plan wizyt: około 1, 3, 6 i 12 miesięcy

Lekarz może wyznaczyć częstsze wizyty. Porównuje AL, refrakcję i widzenie oraz ocenia bezpieczeństwo i regularność sesji. OCT plamki jest obowiązkowe przed RLRL oraz podczas zaplanowanych kontroli strukturalnych. Sam licznik sesji nie pokazuje wyniku leczenia.

Jak rozumieć zmianę wyników

U części dzieci możliwa jest poprawa wybranych parametrów, w tym skrócenie AL. Nie oznacza to gwarantowanego wyleczenia. Przy dalszej progresji lekarz ponownie ocenia postępowanie. Nie zmieniaj samodzielnie terapii, dawek ani leków.

Przerwij sesję i szukaj pomocy przy objawach

Ból oka lub głowy, pogorszenie widzenia i nowy ciemny punkt w jego centrum wymagają kontaktu z lekarzem. Nagłe pogorszenie widzenia wymaga pilnej pomocy okulistycznej. Przy zagrożeniu zdrowia lub życia dzwoń pod 112.

Powidok po sesji

Powidok to utrzymujące się wrażenie światła po sesji. Informacja producenta wskazuje ponad 5 minut jako powód konsultacji. Nie czekaj, jeśli widzenie się pogarsza lub pojawia się ból.

O zakończeniu decyduje lekarz

Po odstawieniu RLRL może wystąpić odbicie progresji. Nie ma zwalidowanego randomizowanego protokołu wygaszania do samodzielnego stosowania przez rodzica. Dalsze kontrole i sposób zakończenia ustala lekarz.

Awaria oznacza wymianę 1:1.

Problemy ze sprzętem zgłaszaj do Euromedic Poland: +48 512 121 252. Decyzje dotyczące zdrowia i dalszej terapii należą do lekarza.

Nowe urządzenie przy niezawinionej awarii

W przypadku niezawinionej awarii urządzenia Euromedic Poland organizuje wymianę urządzenia 1:1. Nie prowadzimy napraw urządzenia u pacjenta.

Wymiana jest elementem umowy

Euromedic utrzymuje urządzenia do wymiany na stanie, aby reagować możliwie szybko. Po zgłoszeniu uzgadnia przekazanie nowego urządzenia. Nie wskazujemy niepotwierdzonego terminu w godzinach ani dniach.

Uszkodzenie przez użytkownika

Za urządzenie znajdujące się w domu odpowiada rodzic. Upadek, zalanie i inne uszkodzenia spowodowane przez użytkownika nie są niezawinioną awarią. Euromedic nie odpowiada za takie uszkodzenie. Zakres odpowiedzialności i sposób rozliczenia określa umowa.

Kradzież, pożar i inne zdarzenia losowe

Euromedic nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych. Wymagają one osobnego zgłoszenia i rozliczenia według umowy. Euromedic nie zapewnia ubezpieczenia urządzenia. Rodzic może we własnym zakresie rozważyć prywatną polisę i sprawdzić jej zakres oraz wyłączenia.

Zgłoszenie i codzienna ochrona sprzętu

Przygotuj model, numer seryjny, opis problemu i komunikat z ekranu. Nie rozmontowuj urządzenia ani nie wykonuj nieautoryzowanych napraw. Czyść zgodnie z instrukcją; nie dopuść do wniknięcia wody. Przed wysyłką uzgodnij sposób i adres przekazania sprzętu.

Reklamacje i obsługa urządzenia →

Zorganizuj proces. Zachowaj plan lekarza.

Umowę na urządzenie i wybrany wariant płatności zawierasz z Euromedic Poland. Placówka i lekarz odpowiadają za prowadzenie medyczne.

Zakup i pierwsze 12 miesięcy

Płatność jednorazowa: 6 986,52 zł brutto. Raty: 1 700,00 zł brutto na początek oraz 11 × 551,19 zł brutto; łącznie 7 763,09 zł brutto. Zakres obejmuje urządzenie oraz 12 miesięcy subskrypcji, aplikacji i monitoringu procesu. Urządzenie jest własnością klienta od razu przy płatności jednorazowej, a w ratach po ostatniej racie.

Kontynuacja i zakończenie

Po pierwszych 12 miesiącach wznowienie kosztuje 368 zł brutto miesięcznie, jeśli lekarz zaleca dalszą terapię. Bez aktywnej subskrypcji nie można wykonywać sesji, także po spłaceniu urządzenia. Po decyzji lekarza o zakończeniu skontaktuj się z Euromedic w sprawie zamknięcia procesu.

Przerwanie z przyczyn medycznych

Urządzenie wraca do Euromedic, a niewykorzystana część środków jest rozliczana i zwracana zgodnie z faktycznym okresem korzystania. Skontaktuj się z Euromedic w sprawie zwrotu i rozliczenia. Przekazanie urządzenia innej osobie nie przenosi terapii ani subskrypcji; kolejny pacjent wymaga własnej kwalifikacji.

- 1. Wybierz placówkę i umów kwalifikację →**
- 2. Sprawdź aktualny cennik →**
- 3. Zobacz pełne FAQ online →**
- 4. Poznaj dowody naukowe →**
- 5. Uzgodnij urządzenie i rozpoczęcie z Euromedic →**

Podstawa: zatwierdzony wywiad Euromedic (11.09.2026), IFU v3.1, dokument ekspercki RLRL-WP-PL-v1.1 (07.09.2026; DOI 10.5281/zenodo.22698142). Próg 5 minut: informacja producenta, FAQ June 2023. Ceny: stan 11.09.2026; przed zawarciem umowy potwierdź pełny zakres umowy.